


Das *physioLoop diagnosticCentrum*:

Sling Training auf's Kilogramm genau.

- Ermitteln Sie genaue Trainingsgewichte für jede Sling Training Übung
 - Erstellen Sie exakte Trainingspläne
 - Diagnostizieren Sie gezielt Schwächen in den Muskelketten
 - Visualisieren Sie Trainingserfolge
- Machen Sie Sling Training zu einem ECHTEM Training -



Das *physioLoop diagnosticCentrum* besteht aus der *physioLoop ropeLine*, welche die Höheneinstellung der Trainingsschlaufen bestimmt und der *physioLoop floorLine*, welche den Trainingsabstand zum *physioLoop Sling Trainer* festlegt. Durch die Festlegung dieser Parameter und der damit entstehenden Trainingswinkel, wird das exakte Trainingsgewicht generiert, welches durch *die physioLoop scaleStation* auf das Kilogramm genau visualisiert wird.